

4D Vaginal Hifu Und Gesicht Hifu System

Artikelnummer: BL-509



Einführung

Professionelles 2-in-1 Vaginal-HIFU- und 4D-Gesichts-HIFU-System für professionelle medizinische Ästhetikkliniken. Nicht-invasive Hautstraffung, Faltenentfernung, Körperkonturierung und vaginale Verjüngung mit 4D-Multi-Line- und Vaginal-HIFU-Sonden. Stimuliert Kollagen, keine Ausfallzeit, sicher und effektiv.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Reduktion von Gesichtsfalten	Nutzt die DS-1.5- und DS-3.0-Kartuschen, um fokussierten Ultraschall in die Epidermis und Dermis zu leiten und die Kollagen- und Elastinproduktion in Bereichen wie Krähenfüßen, Stirnlinien und perioralen Falten zu stimulieren.	Glättet feine Linien und verbessert die Hauttextur mit einer natürlichen Behandlung ohne Ausfallzeit.
Gesichtslifting (Full-Face)	Setzt die DS-4.5-Kartusche in 4,5 mm Tiefe ein, um die SMAS-Schicht zu erreichen und hängende Wangen, Kieferpartien und Augenbrauen für einen nicht-chirurgischen Facelift-Effekt anzuheben.	Bietet ein sichtbares Lifting und eine straffere Gesichtskontur ohne Schnitte.
Kieferlinie und Kinnkonturierung	Verwendet die 4,5-mm- und optionale 8-mm-Kartuschen, um die submentale Haut zu straffen und die Kieferlinie neu zu definieren, wodurch das Erscheinungsbild eines Doppelkinns reduziert wird.	Schafft ein schärferes, jugendlicheres Gesichtsprfil.
Körperkonturierung und Fettreduktion	Optionale 13-mm-Kartusche fokussiert thermische Energie in subkutane Fettschichten, induziert Lipolyse und reduziert lokalisierte Fettdepots am Bauch, an den Flanken und Oberschenkeln.	Nicht-invasive Körperformung mit messbarer Umfangsreduktion.
Akne-Narben und Porenverfeinerung	Oberflächliche 1,5-mm- und 3,0-mm-Sonden stimulieren den Kollagenumbau, um eingezogene Narben aufzufüllen und vergrößerte Poren zu minimieren.	Stellt eine glatte, ebene Hautoberfläche wieder her und reduziert die Porengröße.
Hauttonverbesserung & Aufhellung	Die 3,0-mm-Kartusche beschleunigt den Zellumsatz und die Kollagensynthese, was zu einem verbesserten Hautton, reduzierter Pigmentierung und einem strahlenderen Teint führt.	Erzielt jugendliche Leuchtkraft und einen ebenmäßigen Hautton.
Vaginale Straffung	Vaginale spezifische 3,0-mm- und 4,5-mm-Kartuschen liefern HIFU an die Lamina propria und die Muskelschicht, verursachen Kollagen denaturierung und eine anschließende Straffung des Vaginalkanals.	Verbessert den vaginalen Tonus, erhöht den intimen Komfort und unterstützt das sexuelle Wohlbefinden.
Vaginale Schmierung und Empfindlichkeitssteigerung	Die submuköse 3,0-mm-Behandlung beschleunigt die Zellregeneration und fördert die natürliche Schmierung durch Revitalisierung der Drüsenfunktion.	Lindert vaginale Trockenheit und erhöht die Empfindlichkeit für eine verbesserte intime Zufriedenheit.
Reduktion von Tränensäcken und dunklen Augenringen	Präzises Targeting des empfindlichen periorbitalen Bereichs mit der 1,5-mm-Kartuschen strafft die Haut und reduziert das Erscheinungsbild von Tränensäcken und dunklen Ringen.	Erfrischt den Augenbereich und lässt ihn heller und jugendlicher aussehen.

Parameter	Spezifikation
Modell	BL-509
Modi	Vaginal HIFU und Facial 4D HIFU
Leistung	400W
Spannung	100-240V, 50Hz/60Hz

Parameter	Spezifikation
Energie	Bis zu 2,0 J
Vaginale Kartuschen	3,0 mm und 4,5 mm
Gesichtskartuschen	1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm (8 mm und 13 mm optional)
Schüsse pro Kartusche	10.000 Schüsse
Gesamtkapazität Schüsse	50.000 Schüsse
Gesichtssonde DS-4.5	4 MHz, Eindringtiefe 4,5 mm (zielt auf SMAS-Schicht)
Gesichtssonde DS-3.0	8 MHz, Eindringtiefe 3,0 mm (zielt auf dermale Kollagenschicht)
Gesichtssonde DS-1.5	10 MHz, Eindringtiefe 1,5 mm (zielt auf epidermales Gewebe)
Vaginalsonde 4,5 mm	Liefert Energie an die SMAS-Schicht für Kontraktion und Straffung
Vaginalsonde 3,0 mm	Liefert Energie an submuköses Gewebe für Kollagenregeneration
Bruttogewicht	25 kg
Abmessungen der Verpackung	65 x 40 x 70 cm