

Fractional Co2 Laser Maschine Für Hautbehandlung

Artikelnummer: BL-306



Einführung

CO2-Fraktionslasergerät für Hautverjüngung, Narbentfernung und gynäkologische Behandlungen. Dual-Mode-Präzision mit anpassbaren Einstellungen. Jetzt mehr erfahren!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Wellenlänge	10,6 µm, Fern-Infrarot-Laser
Leistung	40W (oder 60W)
Ausgangsmodi	kontinuierlich, Superimpuls, fraktioniert
Kühlung	Luftkühlung

Parameter	Spezifikation
Grafiken scannen	7, quadratisch, rechteckig, rund oder benutzerdefiniert
Arbeitsstatus	Hyperimpuls-Modus
Impulsintervall	1ms-5000ms, 1ms-Schritt
Durchmesser des Brennflecks	≤0,2mm
Impulsbreite	0,1ms-10ms, 0,1ms Schritt
Betriebsarten	kontinuierlich, Superimpuls, intermittierende Aufladung
Punktabstand	0,1mm-2,6mm, jeder Schritt 0,1mm
Abtastmodus	Ungeordnete Emission, mit einer Seite als Basis, die in der Reihenfolge emittiert und in maximaler Entfernung emittiert

Parameter	Spezifikation
Laser-Geräte	Versiegelte Laservorrichtung, die durch Gleichstrom angeregt wird
Fokussierung mit Kondensator	f=100mm