

Pico Laser Tattoo-Entfernung Maschine Picosure Pikosekunden-Laser-Maschine

Artikelnummer: BL-204



Einführung

Pikosekunden-Lasergerät für die Entfernung von Tätowierungen und Hautverjüngung. Hochenergetische Pulse mit dreifacher Wellenlänge für schnellere Ergebnisse bei minimaler Ausfallzeit. Sicher für alle Hauttypen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Pikosekunden-Laser	Herkömmlicher Nd-Yag-Laser
Dauer des Impulses	1ps (10 ⁻¹² s)	1ns (10 ⁻⁹ s)
Geschwindigkeit der Behandlung	90x schneller	Grundlinie
Leistung	20x stärker	Grundlinie
Wellenlängen	755nm, 1064nm, 532nm, 1320nm	Typischerweise 1064nm
Maximale Energie	2000 mJ	1500 mJ
Melanin-Abbau	Staubartige Partikel (leichte Verstoffwechslung)	Größere Partikel (schwieriger zu verstoffwechslern)
Behandlungssitzungen	1-3 Sitzungen	4-6 Sitzungen
Schädigung der Haut	Keine Oberflächenschäden (755nm)	Mögliche Oberflächenschäden
Kühlung	Fortgeschritten: Wasser + Luftzirkulation, 4 Ventilatoren	Einfach
Konstruktion	Gehäuse aus legiertem Stahl, Rahmen aus rostfreiem Stahl	Oft Glas/Kunststoffgehäuse
Besondere Merkmale	7-armige Gelenkvorrichtung, Fokussierlinsentechnik	Konventionelle Auslage