

Professionelles 7D Hifu-System Für Gesicht Und Vagina Für Hifu-Klinikbehandlungen

Artikelnummer: BL-512



Einführung

Vielseitiges 7D HIFU-System für professionelle HIFU-Kliniken, das Gesichts- und Vaginalbehandlungen, Körperkonturierung und Hautstraffung anbietet. Verfügt über Mikro- und Makro-Fokussierten Ultraschall, 9 austauschbare Kartuschen mit jeweils bis zu 20.000 Schuss und einen großen, intuitiven Touchscreen.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Facelifting & Konturierung	Ganzkörperbehandlung mit 1,5-4,5 mm Kartuschen zur Straffung schlaffer Wangen, Definition der Kieferlinie und Glättung von Nasolabialfalten.	Nicht-chirurgisches Facelifting mit sichtbarer Straffung in einer Sitzung, die sich über 2-3 Monate verbessert.
Periorbitale Verjüngung	Patentierter 2,0-mm-Kartusche zielt auf Krähenfüße, Tränensäcke und Augenbrauentosis ab und liefert Energie sicher um den Augenrand herum.	Reduziert feine Linien und hebt den Augenbereich an, ohne die Augenstrukturen thermisch zu schädigen.
Hals- & Dekolleté-Revitalisierung	1,5-mm- und 3,0-mm-Sonden behandeln horizontale Halsfalten und pergamentartige Brusthaut, Bereiche, die häufig frühzeitig altern.	Glättet die Textur und stellt die Festigkeit wieder her, oft mit einem einzigen Durchgang.
Doppelkinn- & Submentale Fettreduktion	4,5-mm- und 6-mm-Kartuschen konzentrieren Energie auf subplatysmāres Fett, stören Adipozyten und straffen die darüber liegende Haut.	Konturiert das Kinn- und Halsprofil ohne Lipolyse-Injektionen oder Operationen.
Körperkonturierung & Umfangreduktion	9-mm- und 13-mm-Sonden zielen auf hartnäckiges Fett am Bauch, an den Flanken und Oberschenkeln ab, reduzieren den Umfang und verbessern die Hauterschläffung.	Nicht-invasive Fettzellzerstörung mit allmählicher Schlankheit über 3-12 Monate.
Cellulite-Glättung	Tiefe Sonden behandeln die fibrösen Septen und Fettglobuli, die für Orangenhaut-Dellen an Oberschenkeln und Gesäß verantwortlich sind.	Verbessert sichtbar die Ebenheit und Textur der Hautoberfläche und steigert das Selbstvertrauen der Patientin.
Vaginale Verjüngung & Straffung	3,0-mm- und 4,5-mm-Vaginal-Sonden kontrahieren die Schleimhaut- und Muskelschichten und behandeln Erschlaffungen, die oft durch Geburt oder Alterung verursacht werden.	Verbessert die sexuelle Funktion, erhöht die natürliche Lubrikation und reduziert Symptome von Belastungsharninkontinenz.
Postoperative Hautretraktion	Nach Fettabsaugung oder Bauchdeckenstraffung beschleunigt HIFU die Hautschrumpfung und Kollagenumformung und verbessert die Konturglätte.	Beschleunigt die Genesung und reduziert Oberflächenunregelmäßigkeiten, was die chirurgischen Ergebnisse optimiert.

Parameter	Wert
Modell	BL-512
Technologie	MMFU (Mikro- & Makro-Fokussierter Ultraschall)
Funktionen	Hautstraffung, Faltenentfernung, Körperkonturierung, vaginale Straffung
Spannung	110-240 V, 50/60 Hz
Behandlungsbereiche	Ganzes Gesicht, unteres Gesicht, Dekolleté, Bauch, Arme, Oberschenkel, Gesäß, Vaginalbereich
HIFU-Schüsse pro Kartusche	20.000
Mitgelieferte Kartuschen	Gesicht/Körper: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 6 mm, 9,0 mm, 13 mm; Vaginal: 3,0 mm, 4,5 mm

Parameter	Wert
Punktabstand	5,0-25 mm
Energieausgabe	0,1-3,0 J
Anzeige	10,4-Zoll-Touchscreen
Bruttogewicht	18,0 kg
Verpackungsgröße	54 x 46 x 46 cm
Garantie	2 Jahre